


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Mouse Cd96/Tactile Conjugado Com Pe Para Citometria De Fluxo - Q3U0X8

Número do item: CM0012427



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE direcionado ao CD96/TACTILE de camundongo, validado para citometria de fluxo. Ideal para estudar a adesão de células T e NK e respostas imunes de fase tardia. Q3U0X8.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PE Coelho anti-Mouse CD96/TACTILE mAb
Observações/Apelido	Tactile; 1700109I12Rik
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	10225
ID do Gene	84544
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 35-536 do CD96/TACTILE de camundongo (NP_115854.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q3U0X8
Peso Proteico	67kDa
Envio	Saco de gelo