


Anticorpo Monoclonal Pe Coelho Anti-Murino E-Cadherina/Cd324 Para Fc - P09803

Número do item: CM0008566



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE direcionado a E-Cadherina/CD324 de camundongo (SWISS: P09803). Validado para citometria de fluxo (FC). Adequado para estudos de adesão celular, biologia epitelial e pesquisa em câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	mAb PE Coelho anti-Murino E-Cadherina/CD324
Observações/Alias	Um; UVO; Ecad; ARC-1; E-cad; L-CAM
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	999
GeneID	12550
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 157-369 da E-Cadherina/CD324 de camundongo (NP_033994.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P09803
Peso da Proteína	98kDa
Envio	Bolsa de gelo