

Anticorpo Monoclonal Pe De Coelho Contra Foxp3 De Camundongo Para Fc (Intra) - Q99Jb6

Número do item: CM0004119



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE que tem como alvo o FOXP3 (scurfin) de camundongo, um regulador transcricional chave nas células T regulatórias (Tregs). Validado para citometria de fluxo intracelular, este anticorpo permite a detecção e análise de populações de Tregs em amostras de camundongo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb PE de coelho anti-FOXP3 de camundongo
Observações/Alias	sf; JM2; scurfin
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	50943
ID do Gene	20371
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do Foxp3 de camundongo (NP_473380.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (intra)
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q99JB6
Peso da Proteína	47kDa
Envio	Bolsa de gelo