

Anticorpo Monoclonal Pe Rabbit Anti-Mouse I-A Para Fc - P14483

Número do item: CM0010672



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE, específico para aloantígenos do MHC classe II I-A de camundongo (H-2I, I-A, I-E). Validado para citometria de fluxo. Adequado para fenotipagem de células imunes e pesquisa imunológica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	mAb PE Rabbit anti-Mouse I-A
Observações/Alias	H-2I; I-Ad, -Ed; aloantígenos do MHC classe II I-Eb e I-Ek; Ia Ag; MHC II
Espécie	Camundongo
GeneID (humano)	474382
GeneID	14961
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P14483
Peso da Proteína	30kDa
Envio	Gelo reciclável (Ice bag)