

Anticorpo Monoclonal Pe Coelho Anti-Camundongo Icos/Cd278 Para Fc - Q9Wvs0

Número do item: CM0011122

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE direcionado ao ICOS/CD278 de camundongo, validado para citometria de fluxo (FC).
Reconhece o coestimulador induzível de células T, crítico para a ativação de células T e interações T-B, em amostras de camundongos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal PE Coelho anti-Camundongo ICOS/CD278
Observações/Apelido	H4; CCLP; AILIM; CRP-1; Ly115
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	29851
GeneID	54167
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 21-142 do ICOS/CD278 de Camundongo (NP_059508.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q9WVS0
Peso Proteico	22kDa
Transporte	Saco de gelo