

Anticorpo Monoclonal Pe Coelho Anti-Camundongo Iga (Fc)

Número do item: CM0012556

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE específico para a região Fc da IgA de camundongo. Projetado para citometria de fluxo intracelular em amostras de camundongo. Originado de coelho. Enviado em gelo. Ideal para pesquisa imunológica e desenvolvimento de ensaios.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb PE Coelho anti-Camundongo IgA (Fc)
Espécie	Camundongo
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 99-344 da IgA de camundongo
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF (Intracelular)
Reatividade Cruzada	Camundongo
Envio	Saco de gelo