


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Mouse IgG1 Conjugado Com Pe Para Fc - P01868

Número do item: CM0005101



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE contra IgG1 de camundongo, adequado para citometria de fluxo (FC). Este anticorpo é específico para o isotipo IgG1 e pode ser usado para perfilagem de imunoglobulinas de camundongo e análise de células B.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Descrição
Nome do Produto	PE Coelho anti-Mouse IgG1 mAb
Observações/Apelido	IgG1
Espécie	Camundongo
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 98-324 da IgG1 de camundongo (P01868)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P01868
Peso da Proteína	36kDa
Envio	Saco de gelo