

Mab Pe Coelho Anti-Igg2B De Camundongo Para Fc - P01867-2

Número do item: CM0008323

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE direcionado à região constante da IgG2b de camundongo (isoforma 2). Validado para citometria de fluxo com reatividade cruzada para camundongo. Adequado para estudos de isotipagem de imunoglobulinas e perfil imunológico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb PE coelho anti-IgG2b de camundongo
Observações/Apelidos	IgG2b; Igh-3; gamma2b
Espécie	Camundongo
GeneID	16016
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 14-113 da IgG2b de camundongo (P01867-2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P01867-2
Peso Molecular da Proteína	37kDa
Transporte	Bolsa de gelo