

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Mouse IgM Conjugado Com Pe Para Fc - P01872

Número do item: CM0008613



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE contra a região constante de IgM de camundongo (P01872). Validado para citometria de fluxo. Reage especificamente com IgM de camundongo, permitindo a detecção de células B e estudos de imunidade humoral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PE Coelho anti-Mouse IgM mAb
Observações/Apelido	Igm; muH; Igh6; Igh-6; Igh-M
Espécie	Camundongo
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 105-454 do IgM de Camundongo (P01872)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P01872
Peso da Proteína	50kDa/53kDa
Envio	Saco com gelo