

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-IL-10Ra/Cd210 De Camundongo Conjugado A Pe Para Fc - Q61727

Número do item: CM0009151

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado a PE direcionado contra IL-10RA/CD210 de camundongo (CDw210a, IL-10R1) para aplicações em citometria de fluxo (FC). Reconhece a subunidade alfa do receptor de IL-10 de camundongo, um receptor de superfície celular de 64 kDa envolvido na sinalização anti-inflamatória.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo monoclonal de coelho anti-IL-10RA/CD210 de camundongo conjugado a PE
Observações/Apelido	Il10r; CDw210; CDw210a; IL-10R1; IL-10RA; mIL-10R
Espécie	Camundongo
GeneID (humano)	3587
GeneID	16154
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 17-241 da IL-10RA/CD210 de camundongo (NP_032374.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q61727
Peso Proteico	64kDa
Envio	Em saco de gelo