

Anticorpo Monoclonal Pe De Coelho Anti-Il-13 De Rato Para Citometria De Fluxo (Intracelular) - P20109

Número do item: CM0011563

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE direcionado à IL-13 de rato, adequado para citometria de fluxo intracelular. Ideal para estudos de inflamação alérgica, regulação imunológica e vias de sinalização de citocinas. - P20109

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb PE Coelho anti-Rato IL-13
Observações/Apelido	IL-13
Espécie	Rato
GeneID (Humano)	3596
GeneID	16163
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante que contém uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-131 da IL-13 de rato (NP_032381.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF (intra)
Reatividade Cruzada	Rato
SWISS	P20109
Peso Proteico	14kDa
Envio	Bolsa de gelo