

Anticorpo Monoclonal De Coelho Pe Anti-Camundongo Il-17F - Q7Tni7

Número do item: CM0006073

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE contra IL-17F de camundongo, projetado para citometria de fluxo intracelular. Explore a biologia das células Th17, a imunidade antimicrobiana e as respostas inflamatórias com este reagente validado.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho PE anti-Camundongo IL-17F
Observações/Apêndice	IL-17F
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	112744
GeneID	257630
Imunógeno	Proteína recombinante: Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-161 da IL-17F de camundongo (NP_665855.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (intra)
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q7TNI7
Peso Proteico	18 kDa
Envio	Saco de gelo