


Anticorpo Monoclonal De Coelho Pe Anti-Camundongo IL-1B Para Citometria De Fluxo (Intracelular) - P10749

Número do item: CM0005190



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado a PE direcionado à IL-1 β de camundongo (P10749) para citometria de fluxo intracelular. Validado para amostras de camundongo. Ideal para pesquisa de ativação de células imunes, inflamação e piroptose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho PE Anti-Camundongo IL-1 β
Observações/Apelido	IL-1b; IL-1beta
Espécie	Camundongo
GeneID (humano)	3553
GeneID	16176
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 118-269 da IL1 β de camundongo (NP_032387.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF (intracelular)
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P10749
Peso da Proteína	31 kDa
Envio	Saco de gelo