

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Mouse IL-22 Conjugado Com Pe Para Citometria De Fluxo Intracelular - Q9Jjy9

Número do item: CM0010723



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE contra IL-22 de camundongo para citometria de fluxo intracelular. Reage especificamente com IL-22 de camundongo. Ideal para estudar regeneração tecidual mediada por IL-22, função de barreira e respostas inflamatórias.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PE Coelho anti-Mouse IL22 mAb
Observações/Apelido	IL-22; If2b1; Iltif; IL-22a; ILTIFa
Espécie	Camundongo
GeneID (humano)	50616
GeneID	50929
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (intra)
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q9JJY9
Peso da Proteína	20kDa
Envio	Saco com gelo