


Pe Coelho Anti-Mouse IL-33R/St2 Mab - P14719

Número do item: CM0005883



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE contra IL-33R/ST2 (ST2) de camundongo. Adequado para citometria de fluxo (FC) em estudos imunológicos de sinalização de IL-33 e polarização de macrófagos. Reage cruzadamente com camundongo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PE Coelho anti-Mouse IL-33R/ST2 mAb
Observações/Apelido	T1; St2; DER4; Ly84; ST2L; Fit-1; T1/ST2; St2-rs1
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	9173
ID do Gene	17082
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 27-332 de IL-33R/ST2 de camundongo (NP_001020773.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P14719
Peso da Proteína	38kDa/65kDa
Envio	Saco de gelo