

Anticorpo Monoclonal Pe Coelho Anti-IL-9 De Rato Para Citometria De Fluxo (Intracelular) - P15247

Número do item: CM0005775



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE que visa IL-9 de rato (P40). Adequado para citometria de fluxo intracelular. Reage especificamente com IL-9 de rato, uma citocina chave nas respostas Th2 e na biologia dos mastócitos. Ideal para estudos de função imunológica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb PE Coelho anti-IL-9 de Rato
Observações/Apelido	P40; IL-9
Espécie	Rato
GeneID (Humano)	3578
GeneID	16198
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 19-114 da IL-9 de rato (NP_032399.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF (intracelular)
Reatividade Cruzada	Rato
SWISS	P15247
Peso Proteico	16kDa
Envio	Bolsa de gelo