

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-IL1R1/Cd121A De Camundongo Conjugado Com Pe Para Citometria De Fluxo - P13504

Número do item: CM0012701

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE direcionado a IL1R1/CD121a de camundongo (P13504), validado para citometria de fluxo. Ideal para estudar o receptor de interleucina-1 tipo 1 em vias de resposta inflamatória.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de coelho anti-IL1R1/CD121a de camundongo conjugado com PE
Observações/Alias	IL-iR; CD121a; CD121b; IL-1R1; IL1r-1; IL-1R-1; IL-1RT1; IL-1RT-1; IL-1R-alfa
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	3554
GeneID	16177
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-338 de IL1R1/CD121a de camundongo (NP_032388.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P13504
Peso da Proteína	67kDa
Envio	Bolsa de gelo