

Anticorpo Monoclonal Pe Coelho Anti-IL4 De Rato Para Citometria De Fluxo Intracelular - P07750

Número do item: CM0011876

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho marcado com PE contra IL4 (BSF-1) de rato, validado para citometria de fluxo intracelular. Adequado para estudos de respostas de linfócitos T, inflamação e neuroimunologia em modelos murinos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb PE Coelho anti-IL4 de Rato
Observações/Apelido	IL-4; BSF-1
Espécie	Rato
GeneID (Humano)	3565
GeneID (Rato)	16189
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 21-140 da IL4 de rato (NP_067258.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF (intracelular)
Reatividade Cruzada	Rato
SWISS	P07750
Peso Proteico	16 kDa
Envio	Bolsa de gelo