

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Integrina Alfa 1/Cd49A De Camundongo Conjugado Com Pe Para Cf - Q3V3R4

Número do item: CM0008398

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE, direcionado à Integrina alfa 1/CD49a (VLA-1) de camundongo para citometria de fluxo. Detecta o receptor de superfície celular envolvido na sinalização de adesão à laminina e ao colágeno.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	Anticorpo monoclonal de coelho anti-Integrina alfa 1/CD49a de camundongo conjugado com PE
Observações/alias	Vla1, CD49A, E130012M19Rik
Espécie	Camundongo
GeneID (humano)	3672
GeneID	109700
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 29-1141 da Integrina alfa 1/CD49a de camundongo (NP_001028400.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	CF
Reatividade cruzada	Camundongo
SWISS	Q3V3R4
Peso da proteína	130 kDa
Envio	Bolsa de gelo