

Pe Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Mouse Integrin Alfa 2/Cd49B Para Fc - Q62469

Número do item: CM0005529

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE direcionado ao Integrin alfa 2/CD49b de camundongo (DX5, GPIa). Validado para citometria de fluxo. Ideal para estudos de receptores de colágeno e pesquisas sobre adesão plaquetária.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PE Coelho anti-Mouse Integrin alfa 2/CD49b mAb
Observações/Apelido	DX5; GPIa; CD49B
Espécie	Camundongo
GeneID (humano)	3673
GeneID (camundongo)	16398
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 168-366 do Integrin alfa 2/CD49b de camundongo (NP_032422.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q62469
Peso da Proteína	129kDa
Envio	Saco de gelo