

Anticorpo Monoclonal Pe De Coelho Anti-Lamp1/Cd107A De Camundongo Para Fc - P11438

Número do item: CM0012103



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE, direcionado contra LAMP1/CD107a de camundongo para citometria de fluxo. Validado para amostras de camundongo. LAMP1 é uma glicoproteína da membrana lisossomal envolvida na biogênese dos lisossomos, na autofagia e na citotoxicidade das células NK.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb PE de coelho anti-LAMP1/CD107a de camundongo
Observações/Apelidos	P2B; Perk; LGP-A; CD107a; Lamp-1; LGP-120
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	3916
ID do Gene	16783
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P11438
Peso da Proteína	43kDa
Transporte	Bolsa de gelo