

Anticorpo Monoclonal De Coelho Pe Anti-Camundongo Ly-49D Para Citometria De Fluxo - Q60651

Número do item: CM0008752

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado a PE direcionado ao Ly-49D (Klra4) de camundongo, validado para citometria de fluxo. Detecta o receptor ativador de células NK para MHC classe I, com reatividade cruzada para camundongo. Suporta pesquisa de função imunológica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho PE Anti-Camundongo Ly-49D
Observações/Apelido	Chok; Ly49d; Klra32; Klra33; Ly-49d; ly49r<129>
Espécie	Camundongo
GeneID	16635
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 66-263 do Ly-49D de camundongo (NP_001239506.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q60651
Peso Proteico	31kDa
Transporte	Bolsa de Gelo