

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Ly-6A/E (Sca-1) De Camundongo Conjugado Com Pe Para Citometria De Fluxo - P05533

Número do item: CM0008951

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE, direcionado contra Ly-6A/E (Sca-1) de camundongo, uma proteína ativadora de células T ancorada por GPI. Adequado para aplicações de citometria de fluxo. Dá suporte a pesquisas com células-tronco e imunologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho anti-Ly-6A/E (Sca-1) de camundongo conjugado com PE
Observações/alias	TAP; Sca1; Sca-1; Ly-6A.2; Ly-6A/E; Ly-6E.1
Espécie	Camundongo
GeneID	110454
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 27-111 de Ly-6A/E (Sca-1) de camundongo (NP_034868.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	Citometria de fluxo
Reatividade cruzada	Camundongo
SWISS	P05533
Peso da proteína	114 kDa
Envio	Bolsa de gelo