

Anticorpo Monoclonal De Coelho Pe Anti-Camundongo Pd-L2/Cd273/B7-Dc Para Citometria De Fluxo - Q9Wul5

Número do item: CM0009764



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado a PE direcionado contra PD-L2/CD273/B7-DC de camundongo, validado para citometria de fluxo. Funciona como um ligante de PD-1 regulando a tolerância de células T. Adequado para pesquisa em imunologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho PE anti-Camundongo PD-L2/CD273/B7-DC
Observações/Apelido	Btdc; B7-DC; PD-L2; F730015O22Rik
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	80380
ID do Gene	58205
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-123 do PD-L2/CD273/B7-DC de camundongo (NP_067371.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q9WUL5
Peso Proteico	28kDa
Transporte	Em saco de gelo