


Anticorpo Monoclonal Pe Coelho Anti-Mouse S100A9 Para Citometria De Fluxo Intracelular - P31725

Número do item: CM0005202



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE direcionado a S100A9 (MRP14) de camundongo, validado para citometria de fluxo intracelular. S100A9 é uma proteína ligante de cálcio envolvida na inflamação e imunidade inata. Tem reatividade cruzada com camundongo. Ideal para pesquisa imunológica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PE Rabbit anti-Mouse S100A9 mAb
Observações/Alias	p14; Cagb; GAGB; L1Ag; BEE22; MRP14; 60B8Ag
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	6280
GeneID (Camundongo)	20202
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-113 da S100a9 de camundongo (NP_033140.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (intra)
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P31725
Peso da Proteína	13kDa
Transporte	Saco de gelo