

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Mouse T-Bet/Tbx21 Conjugado Com Pe Para Fc (Intra) - Q9Jkd8

Número do item: CM0005838



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE que visa o T-bet/Tbx21 de camundongo, adequado para citometria de fluxo intracelular (FC). Ideal para estudar o comprometimento da linhagem Th1, regulação transcricional e respostas antivirais em modelos de camundongo. - Q9JKD8

[Saiba mais](#)

Nome do Produto	PE Coelho anti-Mouse T-bet/Tbx21 mAb
Observações/Apelido	TBT1; Tbet; Tblym
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	30009
GeneID	57765
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 321-530 do T-bet/Tbx21 de camundongo (NP_062380.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (intra)
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q9JKD8
Peso Proteico	58 kDa
Envio	Saco de gelo