

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Mouse Tnf-A Conjugado Com Pe Para Citometria De Fluxo (Intracelular) - P06804

Número do item: CM0004824



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE contra TNF- α de camundongo, validado para citometria de fluxo intracelular. Detecta a citocina pró-inflamatória TNF- α em macrófagos e outras células imunes.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PE Coelho anti-Mouse TNF- α mAb
Observações/Apelido	DIF; Tnfa; TNF-a; TNFSF2; Tnlg1f; Tnfsf1a; TNFalpha; TNF-alpha
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	7124
ID do Gene (Camundongo)	21926
Imunógeno	Proteína recombinante; Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 80-235 do TNF- α de camundongo (NP_038721.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (intra)
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P06804
Peso da Proteína	26kDa
Envio	Saco de gelo