

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd27 De Camundongo/Rato Conjugado Com Pe Para Fc - P41272

Número do item: CM0012438

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE, direcionado contra CD27 de camundongo/rato (TNFRSF7). Validado para citometria de fluxo, reage com camundongo e rato. Adequado para estudos de imunofenotipagem de células T, células B e células NK.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho anti-CD27 de camundongo/rato conjugado com PE
Observações/Apelido	S152; Tp55; Tnfrsf7
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	939
GeneID	21940
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade cruzada	Camundongo, rato
SWISS	P41272
Peso da proteína	28 kDa
Envio	Bolsa de gelo