

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd31/Pecam1 De Camundongo/Rato Conjugado A Pe - Q08481

Número do item: CM0010322

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado a PE direcionado ao CD31/PECAM1 de camundongo e rato, validado para citometria de fluxo. Ideal para estudar a migração transendotelial de leucócitos, adesão de células endoteliais e pesquisa em aterosclerose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo monoclonal de coelho anti-CD31/PECAM1 de Camundongo/Rato conjugado a PE
Observações/Apêndice	Cd31; Pecam; PECAM-1
Espécie	Camundongo
GeneID (humano)	5175
GeneID	18613
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 18-220 do CD31 de camundongo (NP_001292086.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q08481
Peso Proteico	69kDa/77kDa/80kDa/81kDa
Envio	Em saco de gelo