

Mab Pe Coelho Anti-Mouse/Rato Cd54 - P13597

Número do item: CM0012334

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE direcionado a CD54 (ICAM-1, Ly-47) de camundongo/rato para citometria de fluxo. Epítopo dentro dos aminoácidos 28-485. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Adequado para pesquisa de adesão de leucócitos e migração de células imunes.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb PE coelho anti-Mouse/Rato CD54
Observações/Alias	CD54; Ly-47; Icam-1; MALA-2
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	3383
ID do Gene	15894
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 28-485 da CD54 de camundongo (NP_034623.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P13597
Peso da Proteína	59kDa
Envio	Saco de gelo