

Anticorpo Monoclonal Pe Coelho Anti-Suíno Cd45 (Fc)

Número do item: CM0011087

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE direcionado ao CD45 de suíno. Com uma sequência de imunógeno que cobre os aminoácidos 27-547, este anticorpo é validado para citometria de fluxo (FC) e é ideal para análise de células imunes de suínos e desenvolvimento de ensaios IVD.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PE Coelho anti-Suíno CD45 mAb
Observações/Alias	CD45
Espécie	Suíno
ID do Gene (Humano)	5788
ID do Gene (Suíno)	100522631
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 27-547 do CD45 de suíno (XM_003130596.6)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Suíno
Envio	Bolsa de gelo