

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd25 De Rato Conjugado Com Pe Para Citometria De Fluxo - P26897

Número do item: CM0010883

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE direcionado ao CD25 de rato (IL-2R α , P26897) para citometria de fluxo. Adequado para pesquisas sobre células Treg e tolerância imunológica, derivado de um imunógeno de domínio extracelular recombinante.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho anti-CD25 de rato conjugado com PE
Sinônimo	IL2RAC
Espécie	Rato
ID do gene humano	3559
ID do gene	25704
Imunógeno	Proteína recombinante; proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 22-235 do CD25 de rato (NP_037295.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade cruzada	Rato
Acesso SWISS	P26897
Peso da proteína	31 kDa
Transporte	Bolsa de gelo