

Anticorpo Monoclonal Pe De Coelho Anti-Rato Cd8A Para Fc - P07725

Número do item: CM0012535

introdução

Anticorpo monoclonal PE de coelho anti-rato CD8a para citometria de fluxo (FC). Específico para CD8a de rato (32 kDa), um correceptor de células T essencial para o reconhecimento do MHC de classe I e resposta imune. Ideal para pesquisa em imunologia e desenvolvimento de diagnósticos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb PE de coelho anti-rato CD8a
Observações/Alias	T8; Lyt2; Ly-2; CD8α
Espécie	Rato
GeneID (Humano)	925
GeneID	24930
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Rato
SWISS	P07725
Peso da Proteína	32 kDa
Envio	Bolsa de gelo