

Anticorpo Monoclonal Pe Coelho Anti-Rato Ifn-Gama Para Citometria De Fluxo Intracelular - P01581

Número do item: CM0010879

introdução

Anticorpo monoclonal PE Coelho anti-Rato IFN-gama validado para citometria de fluxo intracelular. Reconhece a proteína interferon gama madura de 18 kDa. Imunógeno: fragmento recombinante (aa 20-156). Sem reatividade cruzada com outras espécies. Adequado para análise de células imunes de rato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo monoclonal PE Coelho anti-Rato IFN-gama
Observações/Apelido	If2f, IFNG2, IFN gama
Espécie	Rato
ID do Gene (Humano)	3458
ID do Gene (Rato)	25712
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-156 do IFN gama de rato (NP_620235.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF (intra)
Reação Cruzada	Rato
SWISS	P01581
Peso Molecular da Proteína	18 kDa
Transporte	Saco de gelo