

## Controle De Isotipo De Igg De Coelho Pe - Citometria De Fluxo

Número do item: CM0010576

### introdução

Anticorpo monoclonal de controle de isotipo de IgG de coelho conjugado com PE para aplicações de citometria de fluxo (FC). Desenvolvido para avaliar a ligação inespecífica em experimentos com anticorpos derivados de coelho. Enviado em gelo.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro       | Especificação                                                       |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto | Controle de isotipo de IgG de coelho PE                             |
| Imunogêneo      | Peptídeo sintético derivado do controle de isotipo de IgG de coelho |
| Fonte           | Coelho                                                              |
| Categoria       | Anticorpos Monoclonais                                              |
| Aplicação       | FC                                                                  |
| Envio           | Saco de gelo                                                        |