

Anticorpo Monoclonal Pe Rato Anti-Mouse Cd3 Para Citometria De Fluxo - P04235 / P22646

Número do item: CM0008507

introdução

Anticorpo monoclonal rato anti-mouse CD3 conjugado com PE para citometria de fluxo. Reconhece o complexo CD3 de camundongo (cadeias delta/epsilon). Ideal para imunofenotipagem de células T em estudos de imunologia murina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PE Rato anti-Mouse CD3 mAb
Observações/Apelido	T3d; CD3; T3e; CD3epsilon
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	916/915
ID do Gene	12500/12501
Imunógeno	Um peptídeo sintetizado derivado do CD3 de camundongo
Origem	Rato
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P04235/P22646
Peso da Proteína	19 kDa/21 kDa
Envio	Bolsa de gelo