

## Anticorpo Monoclonal De Rato Anti-Cd45R/B220 De Camundongo Conjugado A Pe Para Citometria De Fluxo - P06800 / P08575

Número do item: CM0006027

### introdução

Anticorpo monoclonal de rato conjugado a PE direcionado contra CD45R/B220 de camundongo (antígeno leucocitário comum). Validado para citometria de fluxo, apresenta reação cruzada com amostras de camundongo. Ideal para a fenotipagem de células imunes em pesquisa e no desenvolvimento de diagnósticos.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Descrição                                                        |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|
| Nome do produto     | mAb de rato anti-CD45R/B220 de camundongo conjugado a PE         |
| Observações/alias   | loc; B220; Cd45; L-CA; Ly-5; T200; CD45R; Lyt-4                  |
| Espécie             | Camundongo                                                       |
| GeneID (Humano)     | 5788                                                             |
| GeneID              | 19264/5788                                                       |
| Imunógeno           | Peptídeo sintetizado derivado de CD45R/B220 de camundongo/humano |
| Fonte               | Rato                                                             |
| Categoria           | Anticorpos monoclonais                                           |
| Aplicação           | FC                                                               |
| Reatividade cruzada | Camundongo                                                       |
| SWISS               | P06800/P08575                                                    |
| Peso da proteína    | 130kDa/140kDa/144kDa                                             |
| Envio               | Bolsa de gelo                                                    |