

Mab De Rato Anti-Ly-6G De Camundongo Conjugado Com Pe Para Fc - P35461

Número do item: CM0008426

introdução

Anticorpo monoclonal de rato anti-Ly-6G de camundongo conjugado com PE para citometria de fluxo (FC). Tem como alvo o antígeno linfocitário 6G, apresenta reatividade cruzada com camundongo e peso molecular de 14 kDa. Ideal para pesquisas de imunofenotipagem da medula óssea. UniProt P35461.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de rato anti-Ly-6G de camundongo conjugado com PE
Observações/Apelido	Gr1; Gr-1; Ly-6G Ly-6G.1
Espécie	Camundongo
GeneID (humano)	80740
GeneID	546644
Imunógeno	Peptídeo sintetizado derivado de Ly-6G de camundongo
Origem	Rato
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade cruzada	Camundongo
SWISS	P35461
Peso molecular	14 kDa
Envio	Bolsa de gelo