

Anticorpo Monoclonal De Rato Anti-Ly-6G/Ly-6C (Gr-1) De Camundongo Conjugado Com Pe Para Fc - P35461 / P0Cw02

Número do item: CM0011108

introdução

Anticorpo monoclonal de rato anti-Ly-6G/Ly-6C (Gr-1) de camundongo conjugado com PE para citometria de fluxo de granulócitos de camundongo. Tem como alvo proteínas de membrana ancoradas por GPI e expressas na medula óssea. Validado em amostras de camundongo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de rato anti-Ly-6G/Ly-6C (Gr-1) de camundongo conjugado com PE
Observações/Apelido	Gr1; Gr-1; Ly-6G
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	8600
GeneID	546644/17067
Imunógeno	Proteína recombinante de Ly-6G/Ly-6C (Gr-1) de camundongo
Fonte	Rato
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade cruzada	Camundongo
SWISS	P35461/P0CW02
Peso da proteína	14 kDa
Transporte	Saco de gelo