

Anticorpo Monoclonal Streptavidina Pe (Coelho) - Sa V1, Sa V2

Número do item: CM0003974

introdução

Anticorpo monoclonal de Streptavidina conjugado com PE (Coelho) para aplicações em citometria de fluxo. A reatividade cruzada independente de espécie suporta o desenvolvimento de uma ampla gama de ensaios de diagnóstico, disponível a granel da CamelBio.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Streptavidina PE
Observações/Apelido	SA V1, SA V2
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF
Reatividade Cruzada	Independente de espécie
Envio	Saco de gelo