

Anticorpo Policlonal De Coelho Pea15 Para Wb E Elisa - Q15121

Número do item: CM0030532



introdução

PEA15 Rabbit pAb é um anticorpo policlonal produzido contra a PEA15 humana recombinante (aa 1-130). Adequado para WB e ELISA, reage com espécies humanas e de camundongo. Usado em pesquisas sobre apoptose, transporte de glicose e sinalização da quinase MAP.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PEA15 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	PED; MAT1; HMAT1; MAT1H; PEA-15; HUMMAT1H; PED-PEA15; PED/PEA15; PEA15
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	8682
GeneID	8682
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-130 da PEA15 humana (NP_003759.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q15121
Peso da Proteína	15kDa
Envio	Bolsa de gelo