

Anticorpo Monoclonal PE/Cyanina5 De Camundongo Anti-Cd3 Humano Para Citometria De Fluxo - P07766

Número do item: CM0004444



introdução

Anticorpo monoclonal anti-CD3 epsilon humano conjugado com PE/Cyanina5 validado para citometria de fluxo. Adequado para identificação de linfócitos T e estudos de resposta imune em amostras humanas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb PE/Cyanina5 de camundongo anti-CD3 humano
Observações/Alias	T3E, TCRE, IMD18, CD3epsilon
Espécie	Humano
GeneID (humano)	916
Imunógeno	Proteína recombinante de CD3 humano
Origem	Camundongo
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P07766
Peso da Proteína	23kDa
Transporte	Saco de gelo