


Pe/Cyanine5 Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Mouse Cd11B Para Citometria De Fluxo - P05555

Número do item: CM0005252



introdução

Anticorpo monoclonal coelho anti-mouse CD11b conjugado com PE/Cyanine5 de alto desempenho, validado para citometria de fluxo. Tem como alvo a integrina alfa-M de camundongo (Itgam), um receptor para iC3b do complemento, fibrinogênio e ICAM1, crucial para estudos de adesão de células imunes e fagocitose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PE/Cyanine5 Coelho anti-Mouse CD11b mAb
Observações/Apelido	CR3; CR3A; MAC1; Cd11b; Ly-40; Mac-1; Mac-1a; CD11b/CD18; F730045J24Rik
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	3684
GeneID (Camundongo)	16409
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 143-337 do CD11b de camundongo (NP_032427.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P05555
Peso da Proteína	127kDa
Envio	Saco de gelo