

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Mouse Cd45 Pe/Cyanine5 Para Citometria De Fluxo - P06800

Número do item: CM0011031

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE/Cyanine5 contra CD45 de camundongo, validado para citometria de fluxo (FC). Detecta o antígeno comum de leucócitos (L-CA) para imunofenotipagem e estudos de ativação de células T.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PE/Cyanine5 Coelho anti-Mouse CD45 mAb
Observações/Apelido	loc; B220; Cd45; L-CA; Ly-5; T200; CD45R; Lyt-4
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	5788
GeneID	19264
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 26-566 do CD45 de camundongo (NP_001104786.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P06800
Peso Proteico	130kDa/140kDa/144kDa
Envio	Saco de gelo