

Pe/Cyanine5 Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Mouse Cd5 Para Citometria De Fluxo - P13379

Número do item: CM0007872

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE/Cyanine5 que visa o CD5 de camundongo (Ly-1), validado para citometria de fluxo. Reconhece uma glicoproteína transmembrana de 54 kDa em células T e células B1a; específico para espécimes de camundongo. Ideal para imunofenotipagem e pesquisa imunológica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PE/Cyanine5 Coelho anti-Mouse CD5 mAb
Observações/Apelido	Ly-1; Ly-A; Ly-12; Lyt-1
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	921
GeneID (Camundongo)	12507
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 25-371 do CD5 de camundongo (NP_031676.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P13379
Peso da Proteína	54kDa
Envio	Saco com gelo