

Mab De Coelho Anti-Cd90.2 De Camundongo Conjugado Com Pe/Cyanine5 Para Citometria De Fluxo - P01831

Número do item: CM0010248

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE/Cyanine5 específico para CD90.2 (Thy-1) de camundongo, adequado para citometria de fluxo. Detecta uma glicoproteína de membrana ancorada por GPI envolvida nas interações célula-célula durante a sinaptogênese. Ideal para estudos imunológicos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho anti-CD90.2 de camundongo conjugado com PE/Cyanine5
Observações/Alias	T25; CD90; Thy-1; Thy1.1; Thy1.2; Thy-1.2
Espécie	Camundongo
GeneID (humano)	7070
GeneID	21838
Imunógeno	Peptídeo sintético Peptídeo sintetizado derivado de CD90.2 de camundongo.
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade cruzada	Camundongo
SWISS	P01831
Peso da proteína	18 kDa
Envio	Bolsa de gelo