

Anticorpo Monoclonal PE/Cianina7 Anti-Humano Cd27 Para Citometria De Fluxo - P26842

Número do item: CM0008504



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE/Cianina7 contra o CD27 humano (TNFRSF7), um receptor coestimulatório de ponto de verificação imunológica. Validado para aplicações de citometria de fluxo (FC). Ideal para pesquisa de perfil de células T e imunológico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal PE/Cianina7 de Coelho Anti-Humano CD27
Observações/Apelido	T14; S152; Tp55; TNFRSF7; S152. LPFS2
Espécie	Humano
GeneID (humano)	939
GeneID	939
Imunogênio	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 21-192 do CD27 humano (NP_001233.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P26842
Peso Proteico	29kDa
Envio	Saco de gelo