

Pe/Cyanine7 Anticorpo Monoclonal Anti-Mouse Cd11C Para Fc - Q9Qxh4

Número do item: CM0007893

introdução

Anticorpo monoclonal conjugado com PE/Cyanine7 que visa o CD11c de camundongo (Integrina alfa-X, Q9QXH4), validado para citometria de fluxo. Reconhece o receptor de fibrinogênio envolvido na adesão de células inflamatórias e quimiotaxia de monócitos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PE/Cyanine7 anti-Mouse CD11c mAb
Observações/Apelido	Cr4; N418; Cd11c
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	3687
GeneID	16411
Imunógeno	Proteína recombinante de CD11c de camundongo
Fonte	Hamster Armênio
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q9QXH4
Peso da Proteína	129kDa
Envio	Saco com gelo