

Pe/Cianina7 Anticorpo Monoclonal Anti-Mouse Cd161C/Nk1.1 Para Citometria De Fluxo - P27814

Número do item: CM0008238

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE/Cianina7 que reconhece especificamente o CD161c/NK1.1 (NKR-P1C) de camundongo. Validado para citometria de fluxo (FC) para estudar a função de células NK e imunofenotipagem. Adequado para ensaios de ativação e citotoxicidade.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PE/Cianina7 Coelho anti-Mouse CD161c/NK1.1 mAb
Observações/Apelido	NK1, Ly59, NK-1, CD161, Ly-59, Ly55c, NK1.1, NKR-P1, NK1.2, Klrp1b, NK-RP1, NK-1.2, Nkrp1b, Nkrp1c, ly-55c, NKR-P1.9
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	3820
GeneID	17059
Imunogénio	Proteína recombinante; Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 67-223 do CD161/NK1.1 de camundongo (NP_001153376.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P27814
Peso da Proteína	25kDa
Envio	Saco com gelo