

Anticorpo Monoclonal PE/Cianina7 Anti-Cd24 De Camundongo Para Citometria De Fluxo - P24807

Número do item: CM0010755

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE/Cianina7 direcionado ao CD24 de camundongo, otimizado para citometria de fluxo. Utilizado em pesquisas sobre diferenciação celular, desenvolvimento de tímócitos, ativação de linfócitos B e autoimunidade.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb PE/Cianina7 Coelho anti-CD24 de Camundongo
Observações/Alias	HSA; Cd24; Ly-52; nectadrina
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	100133941
GeneID	12484
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 27-53 do CD24 de camundongo (NP_033976.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P24807
Peso Proteico	8kDa
Transporte	Saco de gelo